

피부 치료용 프락셔널 Co2 레이저 기기

품목 번호: BL-306



소개

피부 재생, 흉터 제거 및 부인과 치료를 위한 CO2 프락셔널 레이저 기기. 맞춤형 설정으로 듀얼 모드 정밀도. 지금 자세히 알아보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
파장	10.6 μm , 원적외선 레이저
전력	40W (또는 60W)
출력 모드	연속, 슈퍼펄스, 프락셔널
냉각	공랭식

매개변수	사양
스캔 그래픽	7, 사각형, 직사각형, 원형 또는 사용자 정의
작업 상태	하이퍼펄스 모드
펄스 간격	1ms-5000ms, 1ms 단계
초점 스팟 직경	$\leq 0.2\text{mm}$
펄스 폭	0.1ms-10ms, 0.1ms 단계
작업 모드	연속, 슈퍼펄스, 간헐 충전
스팟 간격	0.1mm-2.6mm, 각 단계 0.1mm
스캐닝 모드	무질서 방출, 한쪽을 기준으로 순서대로 방출, 최대 거리에서 방출

매개변수	사양
레이저 장치	직류로 자극된 밀봉된 레이저 장치
응축기 초점	f=100mm